



OXYGEN MASK WITH HIGH HUMIDITY
with Standard 22mm Connector and 7' (2.1 m) Oxygen Tubing

- NL** SAUERSTOFFMASKE MIT HOHER FEUCHTIGKEIT
Met standaard 22 mm-aansluiting en 2,1 m zuurstofbuis
- FR** MASQUE À OXYGÈNE AVEC HAUT DEGRÉ D'HUMIDITÉ
Avec raccord 22 mm standard et tube d'oxygène de 2,1 m
- DE** ZUURSTOFMASKER MET HOGE VOCHTIGHEID
mit 22 mm Standard-Konnektor und 2,1 m lange Sauerstoffleitung
- EL** ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
με τυπικό σύνδεσμο 22 χιλιοστών και σωλήνωση οξυγόνου 2,1 μέτρων (7 ποδών)
- IT** MASCHERA A OSSIGENO CON ALTA UMIDITÀ
con connettore standard da 22 mm e tubo per l'ossigeno da 2,1 m
- PT** MÁSCRA DE OXIGÉNIO COM ALTA UMIDADE
com conector padrão de 22 mm e tubulação de oxigénio 2,1 m
- ES** MASCARILLA DE OXÍGENO CON ALTO GRADO DE HUMEDAD
Con conector estándar de 22 mm y tubo de oxígeno de 2.1 m (7 pies)
- SV** SYRGASMASK MED HÖG FUKTIGHET
med 22 mm standardkoppling och 2,1 m luftslang

REF OHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Adult
OPHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Plus



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.
Do not smoke while using this device.
Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Vorsicht: Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.
Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts.
Dieses Einwegprodukt darf wegen Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

Precaución: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte.
No fume mientras esté usando este dispositivo.
Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles.
Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.
Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Avvertenza: In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone.
È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo.
Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

Waarschuwing: Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.
Rook niet als u dit apparaat gebruikt.
Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

Cuidado: O oxigênio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte.
Não fume enquanto estiver usando este aparelho.
Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

Försiktighet! Förekomst av syrgen i samband med självantändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall.
Rök inte då du använder denna apparat.
Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestationsförmåga, kors-kontamination och risk för infektion.

Προσοχή: Το οξυγόνο μπορεί να πάρει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτες ύλες ή πηγές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές βλάβες ή θάνατο.
Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό.
Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επιδράσεως στην απόδοση, την διασταυρούμενη μόλυνση και τον κίνδυνο λοίμωξης.

Southmedic
50 Alliance Blvd.
Barrie, Ontario
Canada L4M 5K3
705-726-9383
705-728-9537 FAX
thebetteroxygenmask.com

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Made in Canada

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU1039J



OXYGEN MASK WITH HIGH HUMIDITY
with Standard 22mm Connector and 7' (2.1 m) Oxygen Tubing

- NL** SAUERSTOFFMASKE MIT HOHER FEUCHTIGKEIT
Met standaard 22 mm-aansluiting en 2,1 m zuurstofbuis
- FR** MASQUE À OXYGÈNE AVEC HAUT DEGRÉ D'HUMIDITÉ
Avec raccord 22 mm standard et tube d'oxygène de 2,1 m
- DE** ZUURSTOFMASKER MET HOGE VOCHTIGHEID
mit 22 mm Standard-Konnektor und 2,1 m lange Sauerstoffleitung
- EL** ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
με τυπικό σύνδεσμο 22 χιλιοστών και σωλήνωση οξυγόνου 2,1 μέτρων (7 ποδών)
- IT** MASCHERA A OSSIGENO CON ALTA UMIDITÀ
con connettore standard da 22 mm e tubo per l'ossigeno da 2,1 m
- PT** MÁSCRA DE OXIGÉNIO COM ALTA UMIDADE
com conector padrão de 22 mm e tubulação de oxigénio 2,1 m
- ES** MASCARILLA DE OXÍGENO CON ALTO GRADO DE HUMEDAD
Con conector estándar de 22 mm y tubo de oxígeno de 2.1 m (7 pies)
- SV** SYRGASMASK MED HÖG FUKTIGHET
med 22 mm standardkoppling och 2,1 m luftslang

REF OHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Adult
OPHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Plus



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.
Do not smoke while using this device.
Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Vorsicht: Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.
Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts.
Dieses Einwegprodukt darf wegen Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

Precaución: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte.
No fume mientras esté usando este dispositivo.
Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles.
Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.
Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Avvertenza: In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone.
È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo.
Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

Waarschuwing: Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.
Rook niet als u dit apparaat gebruikt.
Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

Southmedic
50 Alliance Blvd.
Barrie, Ontario
Canada L4M 5K3
705-726-9383
705-728-9537 FAX
thebetteroxygenmask.com

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Made in Canada

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU1039J



OHH-1025-8
OPHH-1025-8

Flow Rate (LPM)	FiO2
1	23%-26%
2	27%-33%
3	32%-48%
4	45%-57%
6	56%-68%
8	64%-74%
10	70%-77%
12	70%-81%
≥15	72%-83%





OHH-1025-8
OPHH-1025-8

Flow Rate (LPM)	FiO2
1	23%-26%
2	27%-33%
3	32%-48%
4	45%-57%
6	56%-68%
8	64%-74%
10	70%-77%
12	70%-81%
≥15	72%-83%



- ***Remove and discard the mask packaging insert (1).
- ***Den Verpackungseinsatz der Maske (1) entfernen und entsorgen.
- ***Retirer et jeter la garniture d'emballage du masque (1).
- ***Retire y deseche el material de embalaje de la mascarilla (1).
- ***Rimuovere l'inserto di imballaggio della maschera (1) e provvedere al suo smaltimento.
- ***Retire e elimine o suporte de protecção da mascara (1).
- ***Avlägsna och kasseri maskens transportskydd (1).
- ***Verwijder het verpakingsinzetstuk (1) uit het masker en voer het af.
- *** Αφαιρέστε και απορρίψτε το ένθετο συσκευασίας μάσκα (1).

- ***Remove and discard the mask packaging insert (1).
- ***Den Verpackungseinsatz der Maske (1) entfernen und entsorgen.
- ***Retirer et jeter la garniture d'emballage du masque (1).
- ***Retire y deseche el material de embalaje de la mascarilla (1).
- ***Rimuovere l'inserto di imballaggio della maschera (1) e provvedere al suo smaltimento.
- ***Retire e elimine o suporte de protecção da mascara (1).
- ***Avlägsna och kasseri maskens transportskydd (1).
- ***Verwijder het verpakingsinzetstuk (1) uit het masker en voer het af.
- *** Αφαιρέστε και απορρίψτε το ένθετο συσκευασίας μάσκα (1).



(1)

IFU0139J



(1)

IFU0139J