



The OxyArm™ is a minimal contact, open oxygen delivery device for use with USP medical grade oxygen.

- DE Der OxyArm™ ist ein Kontakt minimalisierendes, offenes Sauerstoffzufuhrgerät für Verwendung mit Sauerstoff von USP-medizinischer Qualität.
ES El OxyArm™ es un dispositivo de contacto mínimo de entrega abierta de oxígeno para uso con oxígeno de grado medicinal USP.
FR L'appareil d'oxygène OxyArm™ est un dispositif à contact minimal servant à la livraison de l'oxygène de classe médicale USP.
IT OxyArm™ è un apparecchio per l'erogazione libera di ossigeno con minimo contatto, da usarsi con ossigeno tipo medico USP.
NL De OxyArm™ is een open zuurstofleveringsinstrument met minimaal contact, voor gebruik met USP medische graad zuurstof.
PT O OxyArm™ (Marca Registrada) é um aparelho aberto de fornecimento de oxigénio, de contacto mínimo para uso com o oxigénio de grau médico de USP.
SV OxyArm™ är en öppen oxygen mask för användning i samband med oxygenterapi.
EL OxyArm™ είναι μια ελάχιστης επαφής, συσκευή μεταβίβασης ανοιχτού οξυγόνου για χρήση με ιατρικό οξυγόνο τύπου USP.

REF OA-PLUS-1125



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death. Do not smoke while using this device. Caution: Contains phthalates. Not recommended for use on pregnant or lactating women or neonates. Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif. Attention: Non recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ni pour les nouveau-nés. Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Cuidado: O oxigénio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte. Não fume enquanto estiver usando este aparelho. Precaução: Não recomendado para mulheres grávidas ou lactantes ou neonatos. Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.



Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU0042Q



The OxyArm™ is a minimal contact, open oxygen delivery device for use with USP medical grade oxygen.

- DE Der OxyArm™ ist ein Kontakt minimalisierendes, offenes Sauerstoffzufuhrgerät für Verwendung mit Sauerstoff von USP-medizinischer Qualität.
ES El OxyArm™ es un dispositivo de contacto mínimo de entrega abierta de oxígeno para uso con oxígeno de grado medicinal USP.
FR L'appareil d'oxygène OxyArm™ est un dispositif à contact minimal servant à la livraison de l'oxygène de classe médicale USP.
IT OxyArm™ è un apparecchio per l'erogazione libera di ossigeno con minimo contatto, da usarsi con ossigeno tipo medico USP.
NL De OxyArm™ is een open zuurstofleveringsinstrument met minimaal contact, voor gebruik met USP medische graad zuurstof.
PT O OxyArm™ (Marca Registrada) é um aparelho aberto de fornecimento de oxigénio, de contacto mínimo para uso com o oxigénio de grau médico de USP.
SV OxyArm™ är en öppen oxygen mask för användning i samband med oxygenterapi.
EL OxyArm™ είναι μια ελάχιστης επαφής, συσκευή μεταβίβασης ανοιχτού οξυγόνου για χρήση με ιατρικό οξυγόνο τύπου USP.

REF OA-PLUS-1125



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death. Do not smoke while using this device. Caution: Contains phthalates. Not recommended for use on pregnant or lactating women or neonates. Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.



Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif. Attention: Non recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ni pour les nouveau-nés. Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Cuidado: O oxigénio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte. Não fume enquanto estiver usando este aparelho. Precaução: Não recomendado para mulheres grávidas ou lactantes ou neonatos. Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.




Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU0042Q






Oxygen Flow Settings Approximate O₂ Concentrations

1 LPM	24% - 27%
2 LPM	28% - 31%
4 LPM	32% - 35%
6 LPM	36% - 39%
8 LPM	40% - 43%
10 LPM	42% - 47%
12-15 LPM	48% - 50%





Oxygen Flow Settings Approximate O₂ Concentrations

1 LPM	24% - 27%
2 LPM	28% - 31%
4 LPM	32% - 35%
6 LPM	36% - 39%
8 LPM	40% - 43%
10 LPM	42% - 47%
12-15 LPM	48% - 50%



*(with RTM Models)



*(with RTM Models)