



## TRACHEOSTOMY MASK WITH HIGH HUMIDITY - ADULT

- DE** TRACHEOTOMIEMASKER MET HOGE VOCHTIGHEID — VOLWASSENE
- ES** MÁSCARILLA TRAQUEAL CON ALTA HUMEDAD - ADULTO
- FR** MASQUE TRACHÉAL AVEC HAUT DEGRÉ D'HUMIDITÉ - ADULTES
- IT** MASCHERA AD ALTA UMIDITÀ PER TRACHEOTOMIZZATI — ADULTI
- NL** TRACHEOTOMIE-MASKE MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT — ERWACHSENE
- PT** MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA DE ALTA UMIDADE - ADULTO
- SV** TRAKEOTOMI MASK MED FUKTIGHET - VUXEN
- EL** ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ- ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

**REF** OAT-1025-CS



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.

Do not smoke while using this device.

Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Vorsicht: Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.

Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts.

Dieses Einwegprodukt darf wegen Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

Precavión: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte.

No fume mientras esté usando este dispositivo.

Product of a solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles.

Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.

Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Avvertenza: In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone.

È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo.

Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

Waarschuwing: Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Rook niet als u dit apparaat gebruikt.

Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

Cuidado: O oxigénio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte.

Não fume enquanto estiver usando este aparelho.

Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

Försiktighet!: Förekomst av oxygen i samband med självtändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall.

Rök inte då du använder denna apparat.

Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestandaförstående, kors-kontamination och risk för infektion.

Προσοχή!: Το οξυγόνο μπορεί να πάρει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτες ύλες ή πηγές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές συμπτώσεις βλάβες ή θάνατο.

Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό.

Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επιδρασης στην απόδοση, την διασταύρωμένη μόλυνση



## TRACHEOSTOMY MASK WITH HIGH HUMIDITY - ADULT

- DE** TRACHEOTOMIEMASKER MET HOGE VOCHTIGHEID — VOLWASSENE
- ES** MÁSCARILLA TRAQUEAL CON ALTA HUMEDAD - ADULTO
- FR** MASQUE TRACHÉAL AVEC HAUT DEGRÉ D'HUMIDITÉ - ADULTES
- IT** MASCHERA AD ALTA UMIDITÀ PER TRACHEOTOMIZZATI — ADULTI
- NL** TRACHEOTOMIE-MASKE MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT — ERWACHSENE
- PT** MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA DE ALTA UMIDADE - ADULTO
- SV** TRAKEOTOMI MASK MED FUKTIGHET - VUXEN
- EL** ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ- ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

**REF** OAT-1025-CS



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.

Do not smoke while using this device.

Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Vorsicht: Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.

Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts.

Dieses Einwegprodukt darf wegen Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

Precavión: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte.

No fume mientras esté usando este dispositivo.

Product of a solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles.

Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.

Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Avvertenza: In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone.

È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo.

Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

Waarschuwing: Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Rook niet als u dit apparaat gebruikt.

Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

Cuidado: O oxigénio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte.

Não fume enquanto estiver usando este aparelho.

Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

Försiktighet!: Förekomst av oxygen i samband med självtändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall.

Rök inte då du använder denna apparat.

Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestandaförstående, kors-kontamination och risk för infektion.

Προσοχή!: Το οξυγόνο μπορεί να πάρει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτες ύλες ή πηγές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές συμπτώσεις βλάβες ή θάνατο.

Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό.

Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επιδρασης στην απόδοση, την διασταύρωμένη μόλυνση



50 Alliance Blvd.  
Barrie, Ontario  
Canada L4M 5K3  
705-726-9383  
705-728-9537 FAX  
thebetteroxygengmask.com

Made in Canada

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU0270A



Made in Canada

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician


IFU0270A




Oxygen Flow Settings	Approximate O <sub>2</sub> Concentrations
1 LPM	23%-26%
2 LPM	27%-33%
3 LPM	32%-48%
4 LPM	45%-57%
6 LPM	56%-68%
8 LPM	64%-74%
10 LPM	70%-77%
12 LPM	70%-81%
≥15 LPM	72%-83%



Oxygen Flow Settings	Approximate O <sub>2</sub> Concentrations
1 LPM	23%-26%
2 LPM	27%-33%
3 LPM	32%-48%
4 LPM	45%-57%
6 LPM	56%-68%
8 LPM	64%-74%
10 LPM	70%-77%
12 LPM	70%-81%
≥15 LPM	72%-83%



IFU0270A



IFU0270A