

# OxyMulti-Mask™

Haut niveau d'oxygène • Humidité élevée • Aérosol thérapie



## Sécurité du patient

- Diminue le risque de réinspiration de CO<sub>2</sub>
- Diminue le risque d'aspiration de vomissures
- Pour une respiration par la bouche ou par le nez

## Confort du patient

- Moins de sensation de claustrophobie
- Réduit l'accumulation de chaleur ou d'humidité sous le masque
- Communication sans entrave
- Accès pour les breuvages, la médication orale et le tube naso-gastrique

## Respect de l'oxygénothérapie

- Une oxygénothérapie ininterrompue qui aide à respecter la thérapie par oxygène prescrite ou saturométrie visée

## Efficacité opérationnelle

Un OxyMask™ remplace de multiples interfaces d'oxygénothérapie traditionnelle :

- Standardisation clinique
- Réduction d'inventaire
- Diminue les déchets médicaux
- Plus simple d'utilisation
- Réduit la consommation d'O<sub>2</sub>
- Réduit le risque d'erreur
- Augmente la rapidité et l'efficacité des interventions

# OxyMulti-Mask™

- Technologie vortex, multi-concentration variable débits d'oxygène de 1 à 15 litres par minute et plus
- Distribue de 23 % à 83 % de FiO<sub>2</sub> (22 % à 93 % FiO<sub>2</sub> pour les tailles enfant)
- Trois tailles disponibles :
  - Standard
  - Plus (masque 25 % plus grand)
  - Enfant (3 - 10 ans, 15 - 30 kg)
- Délivre de l'oxygène grâce à une petite tubulure alésé standard, ou à l'aide d'un adaptateur au diamètre extérieur de 22mm attaché à un coude pivotant universel
- Le coude universel peut être connecté à la plupart des nébuliseurs aérosol pour délivrer de la thérapie aérosol de façon efficace et sans compromettre la distribution d'oxygène
- Peut être utilisé avec ou sans humidité élevée ou thérapie aérosol
- Idéal pour les soins actifs/services médicaux d'urgence pour un besoin de FiO<sub>2</sub> élevé, d'humidité élevée ou de thérapie aérosol
- Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel comme le PDEH
- Boîte de 25



Code	Description	Taille de masque	Longueur de tubulure	Élastique
OHH-1025-8	OxyMulti-Mask™ avec adaptateur et tubulure 7'	Standard	7'	Simple
OHH-1425-8	OxyMulti-Mask™ avec élastiques, pour oreilles adaptateur et tubulure 7'	Standard	7'	Double
OAT-1025	Masque OxyTrach™	Standard	7'	Simple
OPHH-1025-8	OxyMulti-Mask™ Plus avec adaptateur et tubulure 7'	Plus	7'	Simple
OPHH-1425-8	OxyMulti-Mask™ Plus avec élastiques, pour oreilles adaptateur et tubulure 7'	Plus	7'	Double
OKHH-1025-8*	OxyUltra Kid™ avec adaptateur et tubulure 7'	Enfant	7'	Simple
OKHH-1425-8*	OxyUltra Kid™ avec élastiques, pour oreilles adaptateur et tubulure 7'	Enfant	7'	Double

\* Le design d'OxyUltra Kid™ n'est pas montré



Manufacturé par :  
 Southmedic Inc.  
 50, boulevard Alliance, Barrie, ON L4M 5K3  
[www.lemeilleurmasqueàoxygène.com](http://www.lemeilleurmasqueàoxygène.com)

Courriel : [smedic@southmedic.com](mailto:smedic@southmedic.com)  
 1-800-463-7146 Numéro sans frais en Amérique du Nord  
 1-705-726-9383  
 1-705-728-9537 Télécopieur  
 ISO 13485