

OxyTrach™

Oxygène élevée - Humidité élevée - Thérapie aérosol



- Débits d'oxygène de 1 à 15 litres par minute — bouffée
- Diffuse de 23% à 83% de FiO₂
- Diffuse l'oxygène à travers un petit tube alésé standard, ou à l'aide d'un adaptateur OD de 22mm fixé à un coude pivotant universel
- Le coude universel peut être connecté à la plupart des nébuliseurs pour distribuer efficacement la thérapie aérosol et sans compromettre la distribution d'O₂
- Peut être utilisé avec ou sans humidité élevée ou thérapie aérosol

- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ou de phtalates comme le DEHP
- 25 masques par caisse

Code	Description	Taille du masque	Longueur de la tubulure	Sécuritaire
OAT-1025	OxyTrach avec tubulure de 7'	Adulte	7'	Élastique
OAT-1025-CS	OxyTrach avec tubulure de 7' et courroie confort	Adulte	7'	Courroie confort



Southmedic 

Respiratory

Surgical

Blades & Scalpels

Dynamic Tissue Systems

Manufacturé par :
Southmedic Inc.
50, boulevard Alliance,
Barrie, ON Canada L4M 5K3
www.lemelleurmasqueàoxygène.com

oxymask@southmedic.com
1-800-463-7146 Numéro sans frais en Amérique du Nord
1-705-726-9383
1-705-728-9537 Télécopieur
ISO 13485

P0236FR Apr 2018